

公立保育所食材の放射性物質測定結果

- 1 放射能測定装置は、TN300Bベクレルモニターを使用しています。
- 2 下限値未満の場合、測定結果の表示は「不検出」となります。
- 3 厚生労働省が定めた一般食品の基準値は、1kg当たり100Bq(ベクレル)です。

菅谷保育所

検 査 日	給食使用日	検査品目	生産地	測定結果(Bq/kg)		
				放射性 よう素131	放射性セシウム	
					セシウム134	セシウム137
令和7年9月3日	令和7年9月4日	人参	北海道産	不検出	不検出	不検出

参考 食品中の放射性物質の基準値（平成24年4月1日から）

（単位：Bq(ベクレル)/kg）

食品群	基準値
一般食品	100
乳児用食品(粉ミルク等)	50
牛乳	50
飲料水	10